428

(1)

対物レンズの焦点距離をa、

接眼レンズの焦点距離をb、

光学筒長は180mm、

明視距離は250mmなので、

$$m = \frac{250 \times 180}{a \cdot b} \text{ LD},$$

顕微鏡の倍率を求めることができる。

a = 6mm , b = 16.7mm

$$m = \frac{250 \times 180}{6 \cdot 16.7} = 450$$

(ii)

a = 6mm , b = 25mm

$$m = \frac{250 \times 180}{6.25} = 300$$

(iii)

a = 3mm , b = 16.7mm

を代入して、

$$m = \frac{250 \times 180}{3 \cdot 16.7} = 900$$

a = 3mm, b = 25mm

を代入して、

$$m = \frac{250 \times 180}{3.25} = 600$$

よって、300,450,600,900倍が得られる。